

KUBIVENT CUBUS


Decubitus Prophylaxe-Kissen

Die Wirkung

Das Rollstuhlkissen erzielt den vorbeugenden Effekt von Druckentlastung und guter Belüftung mittels einlagiger Kissen. Auch ohne Würfelentnahme wird dabei der Druck gleichmäßig verteilt und schafft in Verbindung mit der aktiven Belüftung die Voraussetzung für eine effiziente Vorbeugung gegen das Wundsitzen.

Entnahme einzelner Würfel

Darüber hinaus können zur zusätzlichen Entlastung von Druckpunkten einzelne Würfel entnommen werden. Durch verschiedene Höhen lässt sich eine individuelle Abstimmung auf den jeweiligen Rollstuhl und die Sitzdauer vornehmen.



Mit Antislip-Ausstattung

Schwarzer Bezug aus elastischem Baumwoll-Mischgewebe mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C.